

ダイオードレーザー

 **Alpha** [フォーマ・アルファ]

長期的な減毛を目的とした  
汎用性の高いダイオードレーザー



# Forma alpha

[フォーマ・アルファ]

長期的な減毛が期待できるダイオードレーザー



## 仕様

光源	ダイオードレーザー
主波長	808 nm
パルスモード	Singleモード, Mediumモード, Fastモード, 100msecモード, 400msecモード
パルス幅	10~400 msec
フルエンス	2~75 J/cm <sup>2</sup>
繰返し周波数	最大10 Hz
冷却温度	5 °C
スポットサイズ	ALD: 10×12 mm (1.2cm <sup>2</sup> ), LLD: 15×30 mm (4.5cm <sup>2</sup> )
外形寸法	625(W)×551(D)×547(H) mm
重量	27 kg
定格電源	100~240 V, 7.8 A, 50/60 Hz
医療機器製造販売承認番号	30300BZX00238000
レーザー製品のクラス分け	クラス4
クラス分類	クラスⅢ 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器
製造元	Formtek Systems Ltd. (イスラエル)
製造販売元	株式会社ジェイメック
販売名	フォーマ・アルファ

## Forma alpha の特長

### 長期的減毛で 薬事承認取得したレーザー

波長特性として、メラニン吸収度と深達度のバランスがよく、長期的減毛に用いられる808nmのダイオードレーザーです。

### すぐに治療が始められる かんたん設定

パラメータの設定が簡単で、すぐに治療ができます。

### 施術のしやすさにこだわった ハンドピース

フォーマ・アルファのハンドピースは、手の小さな女性でも持ちやすく、疲れにくいデザインです。

### フットスイッチも 標準装備

術者のお好みで、ハンドピースのトリガーボタンでもフットスイッチでも施術が可能です。

### シンプルなタッチパネル 容易な操作

わかりやすい画面、シンプルな設定方法など、どなたでも簡単に操作することができます。

### 患者様に合わせて選べる 治療モード

スタンダードなSingleモードから低フルエンスかつ高速連続照射のFastモードなど、幅広い治療モードを搭載しています。

### ひとりひとりに合わせた こだわり設定も可能

フルエンス、パルス幅を個別に設定することができ、きめ細やかな治療もできます。

### 部位に合わせて選べる 大小のハンドピース

四肢や背中など広範囲でもスピーディな治療が可能なLLD、顔など狭範囲に照射しやすいALDの2タイプをご用意しました。

### 環境に配慮した コンタクトクーリング

オゾン層破壊に繋がるフロンや温室効果ガスを発生させない、クリーンな環境に配慮した技術を冷却機能に利用しています。

### 工事不要の100V

100Vの電源で使用でき、設置のための特別な工事は不要です。

ALDタイプ  
10×12 mmLLDタイプ  
15×30 mm

## 標準セット内容

本体	1台
ハンドピース	1本
フットスイッチ	1個
専用架台	1台
リモートインタロックプラグ	1個
電源コード	1本
保護メガネ	2個
アイシールド	1個

## オプション

ハンドピース

商品の仕様、外観および価格は改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

# JMEC 株式会社ジェイメック

FOR THE PATIENTS' SMILE

東京本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-3 湯島東宝ビル  
 TEL.03-5688-1803 FAX.03-5688-1805  
 札幌支店 TEL.011-748-4311 FAX.011-748-4312  
 名古屋支店 TEL.052-238-1045 FAX.052-238-1046  
 大阪支店 TEL.06-6388-1866 FAX.06-6388-1151  
 九州支店 TEL.0957-35-8300 FAX.0957-35-8301

<https://www.jmcc.co.jp>